Вивчення закономірностей у спектрі водню і визначення сталої Рідберга

Сергій Поліщук

Мета роботи: дослідження спектру випромінювання атомарного водню.

Прилади і матеріали: монохроматор УМ-2, ртутна лампа, воднева газорозрядна трубка, джерело високої напруги для живлення газорозрядної трубки, таблиця основних довжин хвиль парів ртуті.

Завдання:

1 при домашній підготовці:

- користуючись рекомендованою літературою, вивчити закономірності випромінювання атома водню;
- з фізичного практикуму записати хід роботи та будову і принцип дії необхідних приладів;
- зарисувати оптичну схему монохроматора УМ-2.

2 при виконанні роботи:

- скласти електричну схему і показати її викладачеві для перевірки;
- за спектром випромінювання ртуті проградуювати монохроматор;
- за спектром випромінювання водню визначити сталу Рідберга;
- виконати необхідні розрахунки з визначення шуканої величини та можливих похибок;
- оформити звіт і подати його викладачеві.

Правила техніки безпеки:

- бережіться пошкодження очей, ні у якому разі не дивіться назустріч випромінюванню ртутної лампи ;
- при складанні електричної з схеми використовуйте провідники з непошкодженою ізоляцією;

Теоретичні відомості та опис установки: Досліджуючи спектральний склад випромінювання атомарного водню Й. Бальмер показав (1885 р.), що спектральні лінії у видимій області розташовані в строгому порядку. Пізніше (1913 р.) Н. Бор, виходячи з планетарної моделі атома Е. Резерфорда, для пояснення спектральних закономірностей водню постулює:

- Атом може перебувати лише в певних станах, у яких він, усупереч класичній електродинаміці, не випромінює світло. Ці стани називаються стаціонарними.
- 2 Випромінювання відбувається, по-перше, квантами і, подруге, під час переходу атома із стаціонарного стану з вищою енергією E_m у стаціонарний стан з меншою енергією E_n . Тобто

$$hv = E_m - E_n \tag{1}$$

3 Стаціонарними слід вважати тільки ті орбіти, момент кількості руху електрона на яких відповідає співвідношенню

$$m_e V_r = n \frac{h}{2\pi} \tag{2}$$

де m_e - маса електрона, V і r - швидкість і радіус орбіти електрона, n - головне квантове число, яке може мати значення $1,\,2,\,3,\,4...$

Обертовий рух електрона навколо ядра, згідно другого закону Ньютона, описується формулою

$$m_e \frac{V^2}{r} = \frac{e^2}{4\pi\varepsilon_0 r^2} \tag{3}$$

Розв'язуючи рівняння (2) і (3) відносно r, знаходимо

$$r = \frac{h^2 \varepsilon_0}{\pi e^2 m_e} n^2 \tag{4}$$

Приведені вище міркування справедливі не лише для атома водню, а й для воднеподібних іонів, заряд ядра яких Ze. Тоді рівняння (4) набуде вигляду:

$$r = \frac{h^2 \varepsilon_0}{Z\pi e^2 m_e} n^2 \tag{5}$$

Визначимо енергію електрона, що обертається навколо ядра. Його повна енергія:

$$E = E_k + E_n = \frac{m_e V^2}{2} + \frac{Ze(-e)}{4\pi\varepsilon_0 r} = \frac{m_e V^2}{2} - \frac{Ze^2}{4\pi\varepsilon_0 r}$$
 (6)

Підставивши в останнє рівняння значення mV2 з (3), одержимо

$$E = -\frac{Ze^2}{8\pi\varepsilon_0 r} \tag{7}$$

або з врахуванням (5):

$$E = -\frac{Z^2 e^4 m_e}{8h^2 \varepsilon_0^2} \cdot \frac{1}{n^2}$$
 (8)

3 (8) слідує, що енергія електрона в атомі квантована. Чим більше n, тобто чим далі електрон від ядра, тим більшу енергію має атом. Під час переходу атома із стаціонарного стану з вищою енергією $E_m(m=n+1,n+2,n+3...)$ у стаціонарний стан з нижчою енергією E_n відбувається випромінювання фотона hv. Тобто, на основі (1), одержуємо:

$$hv = -\frac{Z^2 e^4 m_e}{8h^2 \varepsilon_0^2} \cdot \frac{1}{m^2} - \left(-\frac{Z^2 e^4 m_e}{8h^2 \varepsilon_0^2} \cdot \frac{1}{n^2}\right)$$
(9)

або

$$hv = -\frac{Z^2 e^4 m_e}{8h^2 \varepsilon_0^2} \left(\frac{1}{n^2} - \frac{1}{m^2} \right) \tag{10}$$

Звідки

$$v = -\frac{Z^2 e^4 m_e}{8h^3 \varepsilon_0^2} \left(\frac{1}{n^2} - \frac{1}{m^2} \right) \tag{11}$$

Коефіцієнт $\frac{e^4 m_e}{8h^3 \varepsilon_0^2} = 3.2896 \cdot 10^{15} c^{-1}$ одержав назву сталої Рідберга R.

Тоді

$$v = Z^2 R \left(\frac{1}{n^2} - \frac{1}{m^2} \right) \tag{12}$$

Або

$$\lambda = \frac{c}{Z^2 R \left(\frac{1}{n^2} - \frac{1}{m^2}\right)} \tag{13}$$

Якщо n взяти рівним одиниці, а значить m може мати значення 2, 3, 4, 5, то одержимо сукупність спектральних ліній, кожній з яких відповідає, згідно (13), своя довжина хвилі. Множину цих ліній називають спектральною серією. Комбінуючи подібним чином n і m, одержують набір серій, деякі характеристики яких наведені в таблиці 2.

Спостереження спектрів у даній роботі виконується за допомогою монохроматора УМ-2. Попередньо його необхідно проградуювати, тобто встановити відповідність між поділками барабану монохроматора і довжиною хвилі. З цією метою використовують стандартні спектральні лінії ртуті, довжини хвиль для яких добре відомі. Вони зведені у таблицю 1. У цій таблиці наведені кольори спектральних ліній ртуті та відповідні їм довжини хвиль.

Table 1: Стандартні спектральні лінії ртуті

Колір лінії ртуті	Довжина хвилі, нм
Червоний	623.4
Червоно - оранжевий	612.4
Червоно - оранжевий	607.3
Жовтий (ліва лінія)	579.1
Жовтий (права лінія)	577.0
Жовто - зелений	546.1
Зелений	491.6
Синій	435.8
Синій	433.9
Синьо - фіолетовий	410.8
Фіолетовий	407.7




Рис. 1 Зовнішній вигляд універсального монохроматора УМ-2




Рис. 2. Оптична схема універсального монохроматора УМ-2

Світло від джерела 1 спрямовується на коліматорну вхідну лінзу 2, освітлює щілину 3, яка розташована у фокусі об'єктивної лінзи коліматора 4, і паралельним пучком потрапляє на збірну диспергуючу призму Аббе 5, яка розкладає світло у спектр. Об'єктив 6, щілина 7 і окуляр 8 утворюють зорову трубу.

Призма обертається механізмом, з'єднаним з барабаном, який має спіральну шкалу з поділками від 0 до 35000. При повороті барабана на одну поділку система призм обертається на 20".

Послідовність виконання роботи:

- 1 На місце джерела світла встановити ртутну лампу. Домогтися рівномірного освітлення лінзи 2.
- 2 За допомогою щілини та окуляра домогтися чіткого і різкого зображення однієї із спектральних ліній ртуті.
- 3 Обертаючи барабан, послідовно, починаючи з червоної, встановити у поле зору всі наведені у таблиці 1 лінії і зняти відповідні покази шкали відлікового барабану. Вимірювання повторити тричі, обчислити середні значення показів барабану для кожної лінії.
- 4 Користуючись таблицею 1, побудувати на матинривору папері градуювальну криву монохроматора.
- 5 Замінити ртутну лампу на водневу газорозрядну трубку.
- 6 Віднайти в спектрі водню принаймні чотири лінії.
- 7 Послідовно, суміщаючи кожну лінію з орієнтиром в окулярі, визначити відповідні покази на шкалі відлікового барабану. Вимірювання повторити тричі і знайти середні значення показів барабану для кожної лінії.
- 8 За градуювальною кривою визначити для кожної спектральної лінії водню довжину хвилі.
- 9 . Із формули 13, маючи на увазі, що для видимої спектральної області атомарного водню Z=1 і n=2, визначити сталу Рідберга

$$\frac{c}{\lambda \left(\frac{1}{2^2} - \frac{1}{m^2}\right)} \tag{14}$$

10 Розрахунки провести для усіх довжин хвиль п.8, взявши m послідовно рівним 3, 4, 5 і 6. Визначити середнє значення R, провести аналіз одержаного результату, порівняти його з табличним.

References

- 1 Кучерук І.М., Горбачук І.Т. Загальний курс фізики: Т.3.: Оптика. Квантова фізика. - К.: Техніка, 2006. - 518с., ст. 200 - 203.
- Кучерук І.М, Дущенко В.П. Загальна фізика. Оптика.
 Квантова фізика. К.: Вища школа, 1991. 463., ст. 220
 224
- 3 Дущенко В.П. Фізичний практикум. К.: Вища школа, 1984. 256с., ст.207 211.

Завдання для самоконтролю:

- 1 Сформулюйте постулати Бора.
- 2 З'ясуйте фізичний зміст дослідів Франка і Герца.
- 3 Які існують типи спектрів?
- 4 Які спектральні серії атома водню Вам відомі?
- 5 Що таке потенціал збудження та іонізація атома?
- 6 Яким квантовим числам відповідає видима серія випромінювання атома водню?
- 7 Який вигляд має узагальнена формула Бальмера?
- 8 Який фізичний зміст константи Рідберга?
- 9 Чому відрізняються константи Рідберга з для водню та воднеподібних іонів?
- 10 Назвіть основні елементи монохроматора УМ-2.

Тестові завдання для вхідного контролю:

- 1 Чи залежать розміри воднеподібних іонів від кількості протонів у ядрі?
- (а) не залежать;
- (b) існує лінійна залежність;
- (с) залежність пряма пропорційна;
- (d) залежність обернена пропорційна.
- 2 Атом поглинув фотон з частотою, яка відповідає зеленому світлу. Яке світло може випромінювати атом?
- (а) зелене;
- (b) червоне;
- (с) сине:
- (d) будь-яке в діапазоні від зеленого до ніякого.
- 3 Які з перелічених нижче умов необхідні для одержання лінійчастого спектра випромінювання: 1) температура, 2) високий тиск, 3) низька температура, 4) низький тиск, 5) атомарний стан речовини, 6) молекулярний стан речовини, 7) конденсований стан речовини?
- (а) достатньо першої;
- (b) третя, четверта, сьома;
- (с) перша, четверта та п'ята;
- (d) друга та шоста.
- 4 Чи містить стала Рідберга певний фізичний зміст?
- (а) це найбільша частота, яку здатний випромінювати атом
- (b) це найбільша енергія, яку здатний поглинути атом водню;
- (с) це потенціал іонізацій атома водню;
- (d) не немістить.
- 5 Чи однакова константа Рідберга для волню та воднеподібних іонів?
- (а) однакова;
- (b) для атома водню вона дещо більша;
- (с) вона більша для воднеподібних іонів;
- (d) для певних іонів вона більша, а для інших менша.
- 6 Які досліди підтвердили теорію Бора?
- (а) Резерфорда;
- (b) Штерна і Герлаха;
- (с) Столетова;
- (d) Франка і Герца.
- 7 До видимої області належить серія:
- (а) Лаймана;
- (b) Бальмера;
- (с) Пашена;
- (d) Бреккета.
- 8 Під потенціалом збудження розуміють:
- (а) енергію, яким володіє одиничний заряд у полі ядра;
- (b) роботу, яку потрібно виконати, щоб відірвати електрон від ядра;
- (с) потенціал електричного поля у тій точці, де знаходиться електрон:
- (d) напругу електричного поля, за допомогою якої можна перевести електрон на вищий рівень.

Тестові завдання для підсумкового контролю:

- 1 Чи залежать розміри атомів від кількості електронів у них?
- (а) не залежать;
- (b) існує лінійна залежність;
- (с) залежність пряма пропорційна;
- (d) залежність обернено пропорційна.
- 2 У даній роботі досліджується спектр:
- (а) емісійний;
- (b) абсорбційний;
- (с) комбінаційний;
- (d) люмінесцентний.
- 3 Чи існує залежність сталої Рідберга від характеристик ядра атома – його заряду та маси?
- (а) у межах ізотопів одного елемента вона однакова;
- (b) залежить лише від числа нуклонів у ядрі;
- (с) залежить як від заряду ядра так і від його маси;
- (d) стала Рідберга однакова для всіх воднеподібних іонів.
- 4 Яке співвідношення між сталою Рідберга R та сталої Больимана В?
- (a) $R = \frac{4}{B}$; (b) R = 4B;
- (c) R = 2B
- (d) $\frac{2}{B}$
- 5 Спектральний терм визначається виразом:
- (b) $\frac{\hat{R}}{R}$;
- (c) $\frac{v}{R}$;
- (d) $\frac{R}{n^2}$
- 6 Потенціал іонізації це:
- (а) енергія, яка потрібна для утворення іона;
- (b) напруга, під дією якої електрон залишає атом;
- (с) потенціал електричного поля іонізованого атома;
- (d) потенціал електричного поля атома у тій точці, де знаходиться валентний електрон.
- 7 Найменша довжина хвилі, яку може випромінювати атом водню знаходиться в межах:
- (а) від 0 до 50 нм;
- (b) від 50 до 100 нм;
- (с) від 100 до 200 нм;
- (d) від 200 до 400 нм.

Table 2: Спектральні серії деяких характристик

Значення n	Можливі значення т	min	max	Спектральна область	Назва серії
1	2,3,4∞	91.2	121.6	Ультрафіолетова	Лаймана
2	3,4,5∞	364.7	656.3	Видима	Бальмера
3	4,5,6∞	820.6	1875.1	Близька інфрачервона	Пашена
4	5,6,7∞	1458.7	4052.0	Інфрачервона	Бреккета
5	6,7,8∞	2279.3	7459.4	Далека інфрачервона	Пфунда
6	7,8,9∞	3282.1	12371.1	Дуже далека інфрачервона	Хемфрі
	Дослідження наступних серій експрементально складне				